



MASSAGEAPPARAT

BRUGSANVISNING

Model: 100354261



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.

MASSAGEAPPARATETS DELE

1. Massagehoved
2. Knap til hastighedsregulering
3. Tænd/sluk-knap
4. Håndtag med ekstra sikkert greb
5. Tilbehør



MASSAGEAPPARAT BRUGSANVISNING

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs sikkerhedsvejledningen, før du begynder at bruge massageapparatet.

FORHOLDSREGLER

- Sørg for, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i mellemrummet mellem massagehovedet og kabinettet.
- Sørg for, at massageapparatet ikke kommer i kontakt med vand for at undgå kortslutning.
- Forsøg ikke at adskille eller reparere ledningen eller stikket, hvis de er beskadiget. Kontakt forhandleren.
- Sørg for, at strømforsyningen er i overensstemmelse med produktets specifikationer.
- Tag stikket ud af stikkontakten efter brug og før rengøring for at undgå personskaade og skader på massageapparatet.
- Brug massageapparatet som beskrevet i denne brugsanvisning.
- Brug ikke andet tilbehør end det anbefalede.
- Brug ikke massageapparatet, hvis kabinettet eller ledningen er beskadiget.
- Brug ikke massageapparatet, hvis du har drukket alkohol eller føler dig utilpas.
- Tryk ikke for hårdt med massageapparatet for at undgå personskaade.
- Brug ikke massageapparatet i mere end 15 minutter i træk for at undgå over-ophedning.
- Brug kun massageapparatet, hvis der er gået mindst en time, siden du har spist.
- Brug massageapparatet forsigtigt som angivet af lægen, hvis du har smerter i nakke eller ryg eller er blevet opereret for nylig.

OMGIVENDE FORHOLD

- Brug ikke massageapparatet i meget fugtige omgivelser, f.eks. badeværelset.
- Brug ikke massageapparatet straks efter den omgivende temperatur har ændret sig brat.



- Brug ikke massageapparatet i omgivelser med meget støv.
- Tildæk ikke massageapparatet under brug.

OMSTÆNDIGHEDER, HVOR MASSAGEAPPARATET IKKE MÅ BRUGES

- Personer med knogleskørhed.
- Personer med hjertesygdom og personer med pacemaker.
- Personer med høj feber.
- Kvinder, der er gravide eller har menstruation.
- Personer, der har sår på huden eller lider af hudsygdom.
- Børn under 12 år eller personer, der ikke er i stand til selv at bruge massageapparatet.
- Personer, der er ordineret hvile, eller personer der føler sig utilpas.
- Brug ikke massageapparatet på våd hud eller med våde hænder.
- Brug ikke massageapparatet på dyr.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Tag ikke stikket ud af og sæt det ikke i stikkontakten med våde hænder.
- Tag fat i selve stikket, når det tages ud af stikkontakten, ikke ledningen. Vær forsigtig, når stikket sættes i og tages ud af stikkontakten.
- Undgå at beskadige ledningen eller ændre produktets kredsløb.
- Stop med at bruge massageapparatet ved strømsvigt for at undgå personskade, hvis strømmen pludselig kommer igen.
- Stop med at bruge massageapparatet og kontakt den lokale forhandler, hvis massageapparatet ikke fungerer korrekt under brug.
- Stop med at bruge massageapparatet og søg læge, hvis du begynder at føle dig utilpas under brug af produktet.

MASSAGEAPPARAT BRUGSANVISNING

FUNKTION OG VIRKNING

- Forbedrer blodcirkulationen.
- Letter muskelspændinger og løsner op.
- Masserer musklerne i dybden, så spændinger og træthed lettes, og musklerne løsnes op.
- Lindrer smerter og hævelser og øger muskelstyrke.
- Hjælper med at lette muskelspændinger.
- Hjælper med at lette muskeltræthed efter motion.
- Der medfølger tre sæt massagehoveder, der er nemme at på- og afmontere, til massage af forskellige dele af kroppen.
- Funktion til vibrerende massage.
- Trinløs ændring af hastighed og styrke.
- Håndtag med ekstra sikkert greb.
- Trykknop til enkel og praktisk funktion.



MASSAGEAPPARAT BRUGSANVISNING

SÅDAN BRUGES MASSAGEAPPARATET

- Sørg for, at der er slukket for massageapparatet, før stikket sættes i stikkontakten. Tryk på tænd/sluk-knappen, når stikket er sat i stikkontakten.
- Indstil den ønskede massagehastighed med knappen til hastighedsregulering.
- Hold massageapparatet med begge hænder. Massagestyrken afhænger af, hvor hårdt massageapparatet trykkes mod kroppen.
- Undlad at massere det samme sted mere end tre minutter i træk.
- Brug ikke massageapparatet i mere end 15 minutter i træk. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis massageapparatet har været i brug mere end 15 minutter i træk, og lad det køle af, før brugen fortsættes.



Nakke- og skuldermassage



Massage af maven



Massage af ben



REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

