

BRUGERVEJLEDNING

Massagepistol

Model: 100465519

Læs vejledningen grundigt før brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

Massagepistolen er et bærbart, genopladeligt apparat til velvære og afslapning. Den leverer pulserende vibrationer i forskellige hastigheder, som kan hjælpe med at reducere muskelspændinger og ømhed.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Nettovægt: 350 g
- Maksimal effekt: 30 W
- Varmefunktion: 5–8 W
- Temperaturindstillinger: 38 °C, 42 °C og 45 °C
- Opladningstid: ca. 1,5 time
- Batterikapacitet: 1500 mAh
- Hastighedsniveauer: 5 trin
- Slaglængde: 6,0 mm

INDLEDNING

- For at du kan få mest mulig glæde af din nye massagepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug.
- Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne.
- Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Apparatet må anvendes af børn på over 8 år og personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, forudsat at de overvåges eller er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de dermed forbundne risici.
- Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Når apparatet anvendes, skal børn, der opholder sig i nærheden af det, altid holdes under opsyn. Apparatet er ikke legetøj.
- Forkert brug af apparatet kan medføre personskaade og beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.

- Fjern al emballage og alle transportmaterialer fra apparatet indvendigt og udvendigt.
- Kontroller, at apparatet ikke har synlige skader, og at der ikke mangler nogen dele.
- Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble over apparatets USB-kabel under opladning.
- Sluk apparatet før rengøring, og når det ikke er i brug.
- Hold USB-kablet og apparatet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- USB-kablet må ikke bøjes eller vikles omkring apparatet.
- Brug ikke apparatet, hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på anden måde.
- Apparatet må kun tilsluttes en 5 V USBstrømforsyning via det medfølgende USB-kabel. Garantien bortfalder ved tilslutning til en forkert spænding.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en defekt, der falder ind under garantien.
- Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet eller tilbehøret, bortfalder garantien.

- Brug ikke tilbehør eller reservedele, som ikke anbefales af producenten af apparatet.
- Apparatet må ikke anvendes i badet. Anbring ikke apparatet på steder, hvor den kan falde eller blive trukket ned i vand i f.eks. en håndvask eller et badekar.
- Apparatet må ikke anvendes i længere tid ad gangen, da det kan medføre overophedning og forkorte apparatets levetid. I tilfælde af overophedning skal du straks slukke for apparatet og lade det køle helt af, før du bruger det igen.

MEDICINSKE ADVARSLER

- Apparatet er ikke beregnet til fysioterapeutisk behandling, men udelukkende til velværemassage, afslapning af trætte muskler og/eller lindring af svage muskelsmerter. Brug af apparatet kan ikke erstatte professionel fysioterapeutisk eller medicinsk behandling.
- Hvis du er usikker på din helbredsmæssige tilstand, bør du konsultere din læge, før du bruger apparatet.

- Apparatet må ikke anvendes af personer, som har pacemaker.
- Apparatet må ikke anvendes af personer med hjerteproblemer eller smerter af ukendt oprindelse eller af gravide.
- Undlad at anvende apparatet, hvis du har indtaget smertestillende medicin, beroligende midler eller alkohol, da din følsomhed over for impulserne kan være svækket.
- Undlad at anvende apparatet fra halsen og opefter samt på følsomme steder.
- Undlad at anvende apparatet direkte på hævede, betændte eller beskadigede hudområder.
- Undlad at anvende apparatet sammen med olier, cremer eller lignende.
- Undlad at anvende apparatet, umiddelbart før du går i seng, da apparatet har en stimulerende effekt, som kan gøre det svært at falde i søvn.
- Anvend ikke apparatet på samme sted på kroppen i længere tid ad gangen; før apparatet hen over et større område med en kontinuerlig bevægelse.



MASSAGEHOVEDER

- Nettovægt: 350 g
- Rundt hoved → Generel muskelafslapning
- Fladt hoved → Store muskelgrupper
- Spidst hoved → Triggerpunkter / ømme områder
- Ryghoved → Massage langs rygsøjlen

BEMÆRK:

Massagehovedet skal føres lodret mod det ønskede område.



FOLD

BETJENING

1. Tænding

Hold knappen nede i ca. 3 sekunder. Indikatoren lyser blå – og starter i laveste hastighed.

2. Hastighedsindstilling

Hvert tryk skifter til næste niveau. I alt 5 niveauer.

3. Tryksensor / indikatorlys

Lysets farve viser, hvor hårdt du trykker i massagen:

- < 1 kg → Blåt lys
- 1–3 kg → Turkis lys
- 3–5 kg → Orange lys
- 5 kg → Rødt lys

4. Slukning

Hold knappen nede i ca. 3 sekunder.

5. Batteristatus

I slukket tilstand vil et hurtigt tryk vise batteriets status:

- Blåt lys → Over 60 %
- Turkis lys → 41–60 %
- Orange lys → 21–40 %
- Rødt lys → ≤ 20 % (oplades)

FOLD

6. Varmefunktion

Tryk kort to gange i slukket tilstand – og derefter skift mellem niveauer ved at trykke på knappen igen:

- Niveau 1 → Lilla lys
- Niveau 2 → Orange lys
- Niveau 3 → Rødt lys

7. Automatisk tilpasning

Ved øget tryk regulerer apparatet automatisk hastigheden.

8. Automatisk slukning

Apparatet slukker efter ca. 10 minutters brug.

UDSKIFTNING AF MASSAGEHOVED

Sluk apparatet.

Indsæt eller fjern massagehovedet forsigtigt.

FOLD

OPLADNING

- Opladningsporten findes i bunden
- Oplad fuldt før første brug

Under opladning:

- Rødt lys → Oplader
- Grønt lys → Fuldt opladet

VIGTIGT:

Brug ikke apparatet under opladning.

FEJLFINDING

Starter ikke / fungerer ikke:

Mulige årsager:

- For lav temperatur
- Lavt batteriniveau

Løsninger:

- Lad apparatet nå stuetemperatur
- Oplad batteriet fuldt

Unormal lyd:

Let støj kan forekomme ved første brug.
Ved vedvarende støj → Kontakt service.

FOLD

Oplader ikke:

Batteri eller forbindelse kan være defekt.

Varmefunktion – forholdsregler

Maksimal anbefalet brug pr. område:

- Lav temperatur → maks. 30 minutter
- Mellem temperatur → maks. 10 minutter
- Høj temperatur → maks. 1 minut

Brug ikke varmfunktionen ved:

- Følsom hud
- Skadet hud
- Graviditet
- Kredsløbsproblemer
- Efter lægelig vurdering ved sygdom

VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk efter brug
- Opbevar tørt og køligt
- Oplad hver 6. måned ved længere tids opbevaring
- Rengør med blød, let fugtig klud

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning.
Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation.
Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



FOLD

EXCLUSIVE
STUDIO



MASSAGEPISTOL
INKL. 4 HOVEDER