



VARMEPUDE **40x32 CM**

BRUGSANVISNING
Item No. 100337618



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager
apparatet i brug, og gem den til senere brug.



SPECIFIKATIONER

Nominal spænding: 220-240 V vekselstrøm,
50 Hz/Nominal effekt: 100 W
Dobbeltisoleret

SÅDAN BRUGES VARMEPUDEN

BEMÆRK

Varmer fremmer blodomløbet og får muskler til at slappe af.

1. Sæt stikket i en stikkontakt.
2. Tænd for varmpuden.

TEMPERATURINDSTILLING

Indstilling:

- 0 Slukket
- 1 Lav varme
- 2 Medium varme
- 3 Maksimal varme

BEMÆRK

Indstilling 1 anbefales til vedvarende brug.

Denne varmpude er ikke beregnet til brug på hospitaler eller til kommerciel brug.

Den må ikke bruges på spædbørn, småbørn, personer, der ikke kan føle varme, handicappede eller dyr.

AUTOMATISK SLUKKEFUNKTION

Varmpuden slukker automatisk efter ca. 90 minutters uafbrudt brug. Sluk for varmpuden (0), eller tag stikket ud af stikkontakten, hvis varmpuden ikke skal bruges, efter at varmpuden automatisk er slukket.

BEMÆRK

Bemærk, at der er visse tegn, der viser, om netledningen er korrekt tilsluttet til varmpuden. Hvis kontrollampen blinker, skal varmpuden slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.

Kontrollér derefter, om netledningen er korrekt tilsluttet til varmpuden, eller afmonter ledningen, og monter den derefter igen. Prøv så at tænde varmpuden igen.

- Varmpuden må ikke bruges, hvis den er foldet eller krøllet.
- Der må ikke stikkes nåle i varmpuden.
- Varmpuden må ikke bruges, hvis den er våd.
- Varmpuden må kun bruges sammen med det medfølgende betjeningspanel Dornove Evolution.
- Hvis ledningen eller stikket går i stykker, skal varmpuden indleveres til en autoriseret reparatør.
- Varmpuden må ikke anvendes af mindre børn, medmindre en forælder eller værge på forhånd har indstillet betjeningspanelet, eller barnet har fået passende instruktioner i, hvordan varmpuden betjenes.
- Hvis varmpuden skal anvendes i længere tid, bør betjeningspanelet indstilles på den indstilling, der anbefales til vedvarende brug.
- Børn må ikke lege med varmpuden.
- Børn må ikke rengøre og vedligeholde varmpuden, medmindre de er under opsyn.
- Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før varmpuden tages i brug. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed ved brug samt om brug og vedligeholdelse af varmpuden.
- Gem brugsanvisningen til senere brug, og giv den videre sammen med varmpuden, hvis den overdrages til andre.
- Vær særlig opmærksom på advarsler på selve varmpuden og i denne brugsanvisning.
- Varmpuden må kun anvendes til det tiltænkte formål. Det kan være farligt at bruge varmpuden i strid med anvisningerne.
- Vi påtager os intet ansvar for skader, hvis varmpuden har været anvendt uhensigtsmæssigt eller forkert.

VARMEPUDE

40x32 CM

BRUGSANVISNING

- Brug af tilbehør eller dele, der ikke udtrykkeligt anbefales af producenten, kan medføre person- eller tingskade og betyder, at garantien ikke dækker.
- Varmepuden må ikke efterlades uden opsyn, når den er tændt.
- Der må ikke anbringes tunge genstande på varmpuden. Varmepudens elektriske dele må ikke nedsænkes i vand i forbindelse med rengøring eller brug. Varmepuden må ikke anbringes under rindende vand.
- Lysnetspændingen skal svare til informationen på mærkningen på varmpuden.
- Netledningen fungerer som afbryder. Sørg for, at stikket er i god stand.
- Den eneste måde at afbryde varmpuden fra lysnettet på er ved at tage stikket ud af stikkontakten.
- Undgå at beskadige netledningen som følge af knæk på ledningen eller kontakt med skarpe hjørner.
- Elektronisk overophedningssikring.
- **FORSIGTIG:** for lang tids anvendelse af varmpuden ved kraftig varme kan medføre forbrænding af huden, som evt. først bemærkes efter nogen tid. Anvend derfor aldrig puden mere end 90 minutter uden pause.
- Hold varmpuden, herunder netledningen og stikket, væk fra varmekilder såsom ovne, varmeplader og andre varmeproducerende produkter/genstande.
- Netledningen må kun tages ud af stikkontakten ved, at man trækker i stikket. Træk ikke i selve ledningen.
- Tag stikket ud af stikkontakten ...
 - når varmpuden ikke bruges
 - hvis varmpuden ikke virker korrekt
 - før der monteres/afmonteres tilbehør
 - før rengøring af varmpuden.
- Hvis netledningen eller varmpudens yderside er beskadiget, eller hvis varmpuden bliver tabt, må den ikke bruges, før den er blevet undersøgt af en autoriseret reparatør.
- Hvis ledningen er gået i stykker, må den kun udskiftes af en autoriseret reparatør, ellers kan varmpuden blive farlig at bruge.
- **FORSIGTIG:** For at undgå fare som følge af utilsigtet nulstilling af den beskyttende temperaturbegrænsning må varmpuden ikke få strøm fra en ekstern afbrydere såsom en tidsstyret kontakt eller fra en strømkreds, der jævnligt tændes og slukkes.
- Varmepuden må kun anvendes indendørs i tørre områder, aldrig udendørs.
- Beskyt varmpuden mod kraftig varme og kulde samt mod direkte sollys og støv.
- For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må varmpuden ikke udsættes for ild (pejs, grill, levende lys, cigaretter osv.) eller vand (vanddråber, sprøjtende vand, vaser, badekar, hoveddamme osv.).
- Varmepuden må kun anvendes i tempereret klima. Undgå tropisk og især fugtigt klima.
- Beskyt varmpuden mod enhver form for fugt, herunder vandtåge og fugtighed.
- Når den ikke er i brug, skal den opbevares som følger:
 - Varmepuden skal køle af, før den foldes sammen og lægges væk.
 - Undgå at krølle varmpuden ved at anbringe ting oven på den.
 - Undersøg jævnligt varmpuden for tegn på slitage og skader. Hvis der er tegn på slitage eller skader, eller hvis varmpuden har været anvendt i strid med anvisningerne, skal varmpuden kontrolleres af forhandleren eller en autoriseret reparatør, før den må bruges igen.



VARMEPUDE 40x32 CM

BRUGSANVISNING

- Kontakten og betjeningspanelet må ikke blive våde, når varmepuden rengøres, og når den tørres, skal ledningen anbringes, så der ikke kan flyde vand ind i kontakten og betjeningspanelet.
- Følg instruktionerne i kapitlet RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE herunder.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tag stikket ud af stikkontakten, og afmonter netledningen fra varmepuden, så betjeningspanelet ikke bliver vådt.
- Tag betrækket af varmepuden. Rengør betrækket i henhold til vaskeanvisningerne på mærket.
- Mindre pletter fjernes med en klud eller fugtig svamp og om nødvendigt en smule flydende rengøringsmiddel til sarte stoffer.
- Varmepuden må først anvendes igen, når den og betrækket er helt tørre.
- Det anbefales kun at vaske varmepuden, hvis den er beskidt eller støvet. Hvis den vaskes for tit, bliver den hurtigt slidt.
- Varmepuden må kun vaskes i hånden
- Varmepuden må ikke tørretumbles
- Varmepuden må ikke stryges
- Varmepuden må ikke kemisk renses
- Varmepuden må ikke bleges

REKLAMATIONER

Reklameringsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE



Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev