

Brugsanvisning for Homedics infrarødt øre termometer model TE-101-EU.

Dette termometer er beregnet til brug til måling af temperatur hos mennesker i alle aldre.

Ved brug af infrarød teknologi, måles temperaturen og vises på sekunder. Dette produkt opfylder EU direktiv MDD(93/42/EEC). Fordelene er bl.a.:

1. Øre måling
2. Ingen beskyttelses prop behøves
3. Vandtæt
4. Aflæsning på 1 sekund
5. Auto sluk for strømbesparelse
6. Advarsel for lav batteristand
7. Advarsels indikation for batteristand og afstand vedr. måling
8. Stort LCD display
9. Hukommelsesfunktion

VIGTIG INFORMATION INDEN BRUG:

1. Termometeret må ikke skilles ad på nogen måde
2. Rengør termometeret efter hver måling
3. Undgå kontakt på linsen med fingrene
4. Ingen ændring af dette produkt er tilladt
5. Det anbefales at brugeren foretager 3 målinger. Hvis de er forskellige så brug den højeste måling
6. Udsæt ikke termometeret for høj varme, fugtighed eller direkte sollys
7. Undgå at tabe termometeret eller give det andre stød
8. Inden måling bør personen og termometeret være i et stabilt tempereret lokale i 30 minutter
9. Undgå målinger før der er gået 30 minutter efter træning, bad eller efter at have været udenfor
10. For at beskytte miljøet, bedes batterierne bortskaffes på genbrugsstationer
11. Termometeret må kun benyttes til at tage temperatur med
12. Lad gå 1 minut mellem hver måling, da der kan forekomme usikkerhed ved målinger over kort tid
13. Temperaturen er individuel fra person til person. Hold derfor øje med temperaturen for at vide om du har feber eller ej
14. Uanset måling, er det udelukkende en reference. Inden der tages noget medicin skal lægen kontaktes
15. Det anbefales at nulstille produktet en gang om året.

PRODUKT BESKRIVELSE

Forrest måle enheden

Knappen tænder produktet

LCD display viser resultatet

BAGSIDEN:

Knap til nulstilling af hukommelse

Kappe til batteri

BESKRIVELSE AF DISPLAY

Øverst til venstre: hukommelses symbol

Midten: batteri niveau

Nederst: Smiley til indikation

Midtfor: Resultat for måling

Øverst til højre: Måling i Celsius

Midten: Måling i Fahrenheit

Nederst: Måling foretages

TIPS FOR MÅLING AF PERSONERS TEMPERATUR

Husk at termometeret skal have været i samme rum hvor målingen foretages i 30 minutter.

Nogle mennesker har forskellige målinger i hhv. højre/venstre øre. Husk altid at måle i det samme øre

Målinger af børn skal udelukkende foretages af voksne

Målinger af børn kan som oftest foretages når de er 6 måneder gamle. Under 6 måneder er ørekanalen så smal at målingen vil blive for lav

Målinger må ikke foretages i ører påvirket af inflammatoriske sygdomme, øreskader, eller efter operationer i øret. I alle disse tilfælde skal lægen kontaktes

Såfremt termometeret benyttes på fremmede personer, kan det medføre spredning af virus og bakterier, på trods af efterfølgende rensning og desinficering

Dette termometer må ikke bruges med en beskyttelseskappe

Hvis du har ligget på dit ene øre i lang tid, vil temperaturen på dette øre være højere. Vent 60 sekunder med at måle temperaturen i dette øre eller mål temperaturen i det andet øre.

Rens øret for ørevoks for at få den mest korrekte temperatur

MÅLE TEMPERATUREN I ØRET

Tryk på power knappen i 1 sekund for at tænde produktet. Skærmen vil tænde. Vent på en bip lyd og termometeret er parat til brug efter at have vist den sidst målte temperatur.

Både sensor og øre skal være rene. Da ørekanalen drejer en smule, skal øret hives opad og bagud inden sensoren sættes i øret. Dette er vigtigt for at sensoren peger direkte på trommehinden.

Børn under 1 år: Få barnet til at ligge på siden med øret opad. Hiv forsigtigt øret bagud og tag temperaturen

Børn over 1 år: Stå ved siden af barnet. Hiv forsigtigt øret opad og bagud for at rette ørekanalen ud

Indsæt sensoren ind i ørekanalen(sensoren skal sættes godt ind i øret for at sikre en præcis måling), tryk herefter power knappen inde i 1 sekund, slip knappen og der vil komme en bip lyd hvilket betyder at målingen er gennemført.

Fjern termometeret fra øret

Displayet lyser op i ca. 5 sekunder, hver gang en måling er udført, power knappen aktiveres eller hukommelsesknappen aktiveres

Termometeret slukker automatisk efter 1 minut uden brug

For at sikre præcise målinger, vent 1 minut mellem hver måling. Rens sensoren efter at have taget temperaturen. Efter hver rensning vent 10 minutter til næste måling for at sikre den højeste nøjagtighed

Hvis målingen er under 38 grader celsius(100,4 grader fahrenheit) vil en glad smiley vises

Hvis målingen er over 38 grader celsius(100,4 grader fahrenheit) vil en sur smiley vises

SÅDEN SKIFTES MELLEML CELSIUS OG FAHRENHEIT

Først tændes termometeret. Tryk power og hukommelses knappen ned samtidig for at skifte mellem celsius og fahrenheit

HUKOMMELSESFUNKTIONEN

Det er muligt at få vist op til 10 målinger i hukommelsen.

1. Tryk på hukommelses knappen. Den første måling der vises er den senest målte
2. Tryk herefter på hukommelses knappen igen og den foregående måling vises hvilket fortsætter hver gang hukommelses knappen trykkes på.
3. Hver ny måling huskes, og de ældste målinger bliver automatisk slettet

RENSNING OG DESINFICERING

Når termometeret desinficeres brug 70% ethanol eller isopropy alkohol. Rens linsen efter hver måling.

Brug en ren klud eller vatpind med alkoholen.

Brug ikke vand direkte på linsen. Rengør termometeret med en blød ren klud

STANDARDER

Dette produkt opfylder EU direktivet MDD(93/42/EEC)

Følgende standarder referer til enten produktets design eller produktionen af produktet:

ISO 80601-2-56

IEC/EN 60601-1

IEC/EN 60601-1-2

IEC/EN 60601-1-11

BATTERI INSTALLATION

Når batteriet nærmer sig slutningen af sin levetid kommer der et symbol der indikerer dette.

Det er stadig muligt at foretage målinger, men batteriet skal udskiftes.

På displayet vises også Lo for at indikere batteriet skal skiftes.

Hvis batteriet ikke skiftes, vil produktet til sidst slukke automatisk

Bemærk:

Hvis termometeret ikke skal benyttes over en længere periode, anbefales det at fjerne batteriet

Batteriet skal gemmes væk fra børn og varme

Benyt ikke opladbare batterier

Skaf dig af med batterierne på en genbrugsstation

UDSKIFTNING AF BATTERI

Skub beskyttelseskappen af termometeret

Tryk batteriholderen mod dig selv, og batteriet vil automatisk løsnes og kan herefter fjernes.

Det nye batteri(CR 2032) trykkes på plads med + tegnet opad.

FEJLKODER

Hvis følgende fejlkoder vises i displayet betyder det følgende:

Lo – temperaturen der er målt er under 34 grader celsius eller batteriet trænger til at blive skiftet

Hi – temperaturen der er målt er over 43 grader celsius

Err – den målte temperatur er ikke mellem 15 – 35 grader celsius