

**UK text:**

**AIR 2:**

Break free from the endless cycle of buying razors, wax strips, and inconvenient trips to the clinic. Ulike IPL laser hair removal saves you time and budget for more important things in life. Unique Ice-cooling technology offers a cool touch while the device delivers efficient energy to target hair follicles to break the growth cycle and achieve a long-lasting result.

Comfort and effectiveness, you can have both. Keep your skin flawless and say goodbye to the last-minute hair removal hassle. You can get visible salon-quality results in 4 weeks\* (\*refers to a decrease in hair count within 4 weeks, sourced from third-party laboratory testing reports. Individual results may vary).

Our laser hair removal device is wired for 5 intensity levels available, from upper lips, underarms to thighs, you can always find the most efficient level for your needs, one device is suitable for whole body hair removal. With FDA clearance, expert backing, and over a decade of specialization in IPL skin safety, the Ulike Air 2 boasts a built-in UV filter along with our patented Sapphire Ice-Cooling Technology, ensuring gentle yet highly effective, nearly painless hair removal.

**Suitable for**

Adults

(Note: Ulike Air 2 is a wired device and is not suitable for tattooed and overly-tanned skin, wounded areas, and during pregnancy.)

**How to use**

We strongly suggest you complete a test patch with the lowest setting mode, note your skins reaction and proceed accordingly increasing the level of intensity as needed.

**Choose the Treatment Method**

- Auto-Glide Method - Press and hold for 2 seconds to activate, glide the light window on skin, the light will automatically flashes Great for large areas such as arms, legs
- Spot Method - short press the treatment button, one flash at a time, suitable for small areas such as fingers and upper lips

**Step 1 - Prepare:**

- Remove all visible hair by shaving
- Cleanse the treatment area and pat dry
- DON'T use any gels or creams with this device!

**Step 2 - Connect The Power:**

- Find a comfortable place
- Connect adapter to the handset
- Plug in the power

**Step 3 Goggle Up:**

- Wear the professional IPL Safety Glasses comes in the box

**Step 4 - Turn On The Device:**

- Short press to turn on the handset
- Once the handset is on, short press to change the intensity levels

**Step 5 - Full Contact:**

- Place the handset in a vertical position against skin.
- Make sure the skin sensor indicator is light up

Dansk tekst:

## AIR 2:

Slip fri fra den endeløse cyklus af barberblade, voksstrimler og ubelejlige ture til klinikken. Ulike IPL-laserhårfjerning sparer dig tid og penge, så du kan fokusere på vigtigere ting i livet. Den unikke Ice-Cooling-teknologi giver en kølig fornemmelse, mens enheden leverer effektiv energi, der målrettet rammer hårsækkene, bryder vækstcyklussen og opnår langvarige resultater.

**Komfort og effektivitet – du kan få begge dele.** Hold din hud fejlfri og sig farvel til sidste-øjeblikks hårfjerningsbesvær. Du kan opnå synlige salonlignende resultater på blot 4 uger\* (\*henviser til et fald i antallet af hår inden for 4 uger, baseret på rapporter fra tredjeparts laboratorietests. Individuelle resultater kan variere).

Vores laserhårfjerningsenhed har 5 intensitetsniveauer og kan bruges på alt fra overlæber og armhuler til lår. Med én enhed kan du dække hele kroppen. Ulike Air 2 er FDA-godkendt, støttet af eksperter og bygger på over et årtis specialisering inden for IPL-sikkerhed til huden. Den har et indbygget UV-filter og vores patenterede Sapphire Ice-Cooling-teknologi, der sikrer skånsom, men yderst effektiv og næsten smertefri hårfjerning.

## Egnet til

Voksne

(Bemærk: Ulike Air 2 er en enhed med ledning og er ikke egnet til tatoveret eller meget solbrændt hud, beskadigede områder eller under graviditet.)

---

## Sådan bruger du den

Vi anbefaler kraftigt, at du tester en lille hudplet med den laveste indstilling, noterer din huds reaktion og derefter gradvist øger intensiteten efter behov.

## Vælg behandlingsmetode

- **Auto-Glide-metode** – Hold knappen nede i 2 sekunder for at aktivere. Glide lysvinduet over huden, hvor lyset automatisk blinker. Perfekt til større områder som arme og ben.
  - **Spot-metode** – Tryk kort på behandlingsknappen for ét lysblink ad gangen. Egnet til mindre områder som fingre og overlæber.
- 

## Trin-for-trin guide

### Trin 1 – Forberedelse:

- Fjern alle synlige hår ved barbering
- Rens behandlingsområdet og tør det af
- **Brug IKKE geler eller cremer sammen med denne enhed!**

### Trin 2 – Tilslut strømmen:

- Find et komfortabelt sted
- Tilslut adapteren til håndsættet
- Sæt stikket i stikkontakten

**Trin 3 – Brug sikkerhedsbriller:**

- Tag de professionelle IPL-sikkerhedsbriller på, som medfølger i boksen

**Trin 4 – Tænd enheden:**

- Tryk kort for at tænde håndsættet
- Når håndsættet er tændt, kan du trykke kort for at skifte intensitetsniveau

**Trin 5 – Fuld kontakt:**

- Placer håndsættet lodret mod huden
- Sørg for, at hudsensorindikatoren lyser

---

Nyd en glat og hårfri hudoplevelse med Ulike Air 2!